



The genuine article since 1888

BS718 L50 Hydrometers

Length:	335mm
Sub-dividing:	0.0005
Tolerance:	+/- 0.0005
Max Bulb Dia:	27mm

CALIBRATED AT 20C	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D2500	L50 600/ 650 G/ML LOW 20C
D2501	L50 650/ 700 G/ML LOW 20C
D2502	L50 700/ 750 G/ML LOW 20C
D2503	L50 750/ 800 G/ML LOW 20C
D2504	L50 800/ 850 G/ML LOW 20C
D2505	L50 850/ 900 G/ML LOW 20C
D2506	L50 900/ 950 G/ML LOW 20C
D2507	L50 950/1000 G/ML LOW 20C
D2509	L50 1000/1050 G/ML MED 20C
D2511	L50 1050/1100 G/ML MED 20C
D2513	L50 1100/1150 G/ML MED 20C
D2515	L50 1150/1200 G/ML MED 20C
D2517	L50 1200/1250 G/ML MED 20C
D2519	L50 1250/1300 G/ML MED 20C
D2521	L50 1300/1350 G/ML MED 20C
D2523	L50 1350/1400 G/ML MED 20C
D2525	L50 1400/1450 G/ML MED 20C
D2527	L50 1450/1500 G/ML MED 20C
D2529	L50 1500/1550 G/ML MED 20C
D2531	L50 1550/1600 G/ML MED 20C
D2533	L50 1600/1650 G/ML MED 20C
D2535	L50 1650/1700 G/ML MED 20C
D2537	L50 1700/1750 G/ML MED 20C
D2539	L50 1750/1800 G/ML MED 20C
D2541	L50 1800/1850 G/ML MED 20C
D2543	L50 1850/1900 G/ML MED 20C
D2545	L50 1900/1950 G/ML MED 20C
D2547	L50 1950/2000 G/ML MED 20C

CALIBRATED AT 60F	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D2548	L50 600/ 650 SG LOW 60F
D2549	L50 650/ 700 SG LOW 60F
D2550	L50 700/ 750 SG LOW 60F
D2551	L50 750/ 800 SG LOW 60F
D2552	L50 800/ 850 SG LOW 60F
D2553	L50 850/ 900 SG LOW 60F
D2554	L50 900/ 950 SG LOW 60F
D2555	L50 950/1000 SG LOW 60F
D2557	L50 1000/1050 SG MED 60F
D2559	L50 1050/1100 SG MED 60F
D2561	L50 1100/1150 SG MED 60F
D2563	L50 1150/1200 SG MED 60F
D2565	L50 1200/1250 SG MED 60F
D2567	L50 1250/1300 SG MED 60F
D2569	L50 1300/1350 SG MED 60F
D2571	L50 1350/1400 SG MED 60F
D2573	L50 1400/1450 SG MED 60F
D2575	L50 1450/1500 SG MED 60F
D2577	L50 1500/1550 SG MED 60F
D2579	L50 1550/1600 SG MED 60F
D2581	L50 1600/1650 SG MED 60F
D2583	L50 1650/1700 SG MED 60F
D2585	L50 1700/1750 SG MED 60F
D2587	L50 1750/1800 SG MED 60F
D2589	L50 1800/1850 SG MED 60F
D2591	L50 1850/1900 SG MED 60F
D2593	L50 1900/1950 SG MED 60F
D2595	L50 1950/2000 SG MED 60F

Distributor :



ANSARI AGENCIES SDN.BHD.

18-A, 1st Floor, Jalan MJ/ 7, Medan Maju Jaya,
 7th Mile Off Jalan Klang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
 Tel : 603 - 77843918, 603 - 77840053, Fax : 603 - 77844135
 E-mail : anslab@tm.net.my , anslab@streamyx.com
 web : www.anslabzeal.com