



The genuine article since 1888

BS718 M50 Hydrometers

Length:	270mm
Sub-dividing:	0.001
Tolerance:	+/- 0.001
Max Bulb Dia:	24mm

CALIBRATED AT 20C	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D1500	M50 600/650 G/ML LOW 20C
D1501	M50 650/ 700 G/ML LOW 20C
D1502	M50 700/ 750 G/ML LOW 20C
D1503	M50 750/800 G/ML LOW 20C
D1504	M50 800/850 G/ML LOW 20C
D1505	M50 850/900 G/ML LOW 20C
D1506	M50 900/950 G/ML LOW 20C
D1507	M50 950/1000G/ML LOW 20C
D1509	M50 1000/1050 G/ML MED 20C
D1511	M50 1050/1100 G/ML LOW 20C
D1513	M50 1100/1150 G/ML MED 20C
D1515	M50 1150/1200 G/ML MED 20C
D1517	M50 1200/1250 G/ML MED 20C
D1519	M50 1250/1300 G/ML MED 20C
D1521	M50 1300/1350 G/ML MED 20C
D1523	M50 1350/1400 G/ML MED 20C
D1525	M50 1400/1450 G/ML MED 20C
D1527	M50 1450/1500 G/ML MED 20C
D1529	M50 1500/1550 G/ML MED 20C
D1531	M50 1550/1600 G/ML MED 20C
D1533	M50 1600/1650 G/ML MED 20C
D1535	M50 1650/1700 G/ML MED 20C
D1537	M50 1700/1750 G/ML MED 20C
D1539	M50 1750/1800 G/ML MED 20C
D1541	M50 1800/1850 G/ML MED 20C
D1543	M50 1850/1900 G/ML MED 20C
D1545	M50 1900/1950 G/ML MED 20C
D1547	M50 1950/2000 G/ML MED 20C

CALIBRATED AT 60F	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D1548	M50 600/ 650 SG LOW 60F
D1549	M50 650/ 700 SG LOW 60F
D1550	M50 700/ 750 SG LOW 60F
D1551	M50 750/ 800 SG LOW 60F
D1552	M50 800/850 SG LOW 60F
D1553	M50 850/ 900 SG LOW 60F
D1554	M50 900/ 950 SG LOW 60F
D1555	M50 950/1000 SG LOW 60F
D1557	M50 1000/1050 SG MED 60F
D1559	M50 1050/1100 SG MED 60F
D1561	M50 1100/1150 SG MED 60F
D1563	M50 1150/1200 SG MED 60F
D1565	M50 1200/1250 SG MED 60F
D1567	M50 1250/1300 SG MED 60F
D1569	M50 1300/1350 SG MED 60F
D1571	M50 1350/1400 SG MED 60F
D1573	M50 1400/1450 SG MED 60F
D1575	M50 1450/1500 SG MED 60F
D1577	M50 1500/1550 SG MED 60F
D1579	M50 1550/1600 SG MED 60F
D1581	M50 1600/1650 SG MED 60F
D1583	M50 1650/1700 SG MED 60F
D1585	M50 1700/1750 SG MED 60F
D1587	M50 1750/1800 SG MED 60F
D1589	M50 1800/1850 SG MED 60F
D1591	M50 1850/1900 SG MED 60F
D1593	M50 1900/1950 SG MED 60F
D1595	M50 1950/2000 SG MED 60F

Distributor :



ANSARI AGENCIES SDN.BHD.

18-A, 1st Floor, Jalan MJ/ 7, Medan Maju Jaya,
7th Mile Off Jalan Klang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 77843918, 603 - 77840053, Fax : 603 - 77844135
E-mail : anslab@tm.net.my , anslab@streamyx.com
web : www.anslabzeal.com