



The genuine article since 1888

BS718 S50 Hydrometers

Length:	190mm
Sub-dividing:	0.002
Tolerance:	+/- 0.002
Max Bulb Dia:	20mm

CALIBRATED AT 20C	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D1000	S50 600/ 650 G/ML LOW 20C
D1001	S50 650/ 700 G/ML LOW 20C
D1002	S50 700/ 750 G/ML LOW 20C
D1003	S50 750/ 800 G/ML LOW 20C
D1004	S50 800/ 850 G/ML LOW 20C
D1005	S50 850/ 900 G/ML LOW 20C
D1006	S50 900/ 950 G/ML LOW 20C
D1007	S50 950/1000 G/ML LOW 20C
D1009	S50 1000/1050 G/ML MED 20C
D1011	S50 1050/1100 G/ML MED 20C
D1013	S50 1100/1150 G/ML MED 20C
D1015	S50 1150/1200 G/ML MED 20C
D1017	S50 1200/1250 G/ML MED 20C
D1019	S50 1250/1300 G/ML MED 20C
D1021	S50 1300/1350 G/ML MED 20C
D1023	S50 1350/1400 G/ML MED 20C
D1025	S50 1400/1450 G/ML MED 20C
D1027	S50 1450/1500 G/ML MED 20C
D1029	S50 1500/1550 G/ML MED 20C
D1031	S50 1550/1600 G/ML MED 20C
D1033	S50 1600/1650 G/ML MED 20C
D1035	S50 1650/1700 G/ML MED 20C
D1037	S50 1700/1750 G/ML MED 20C
D1039	S50 1750/1800 G/ML MED 20C
D1041	S50 1800/1850 G/ML MED 20C
D1043	S50 1850/1900 G/ML MED 20C
D1045	S50 1900/1950 G/ML MED 20C
D1047	S50 1950/2000 G/ML MED 20C

CALIBRATED AT 60F	
ORDER CODE	DESCRIPTION
D1048	S50 600/ 650 SG LOW 60F
D1049	S50 650/ 700 SG LOW 60F
D1050	S50 700/ 750 SG LOW 60F
D1051	S50 750/ 800 SG LOW 60F
D1052	S50 800/ 850 SG LOW 60F
D1053	S50 850/ 900 SG LOW 60F
D1054	S50 900/950 SG LOW 60F
D1055	S50 950/1000 SG LOW 60F
D1057	S50 1000/1050 SG MED 60F
D1059	S50 1050/1100 SG MED 60F
D1061	S50 1100/1150 SG MED 60F
D1063	S50 1150/1200 SG MED 60F
D1065	S50 1200/1250 SG MED 60F
D1067	S50 1250/1300 SG MED 60F
D1069	S50 1300/1350 SG MED 60F
D1071	S50 1350/1400 SG MED 60F
D1073	S50 1400/1450 SG MED 60F
D1075	S50 1450/1500 SG MED 60F
D1077	S50 1500/1550 SG MED 60F
D1079	S50 1550/1600 SG MED 60F
D1081	S50 1600/1650 SG MED 60F
D1083	S50 1650/1700 SG MED 60F
D1085	S50 1700/1750 SG MED 60F
D1087	S50 1750/1800 SG MED 60F
D1089	S50 1800/1850 SG MED 60F
D1091	S50 1850/1900 SG MED 60F
D1093	S50 1900/1950 SG MED 60F
D1095	S50 1950/2000 SG MED 60F

Distributor :



ANSARI AGENCIES SDN.BHD.

18-A, 1st Floor, Jalan MJ/ 7, Medan Maju Jaya,
7th Mile Off Jalan Klang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel : 603 - 77843918, 603 - 77840053, Fax : 603 - 77844135
E-mail : anslab@tm.net.my , anslab@streamyx.com
web : www.anslabzeal.com,